

## CHANGE

## 生理検査室向け LEDダウンライト [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

高演色で0~100%調光が可能な生理検査室向け  
LEDダウンライトの消費効率が改善しました。

消費効率  
アップ<sup>※1</sup>

※1 当社従来品LEDD-21311WV-LD9と  
モデルチェンジ品LEDD-21311MWV-LD9との比較



埋込穴  
φ100



■ ラインアップ (従来品との仕様比較)

配光角	色温度 (K)	平均 演色 評価数 (Ra)	定格 電圧 (V)	従来品					
				形名	希望 小売価格 (税抜)	器具 光束 (lm)	消費 <sup>※</sup> 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率 <sup>※</sup> (lm/W)	入力 <sup>※</sup> 電流 (mA)
中角	4000	90	100 200 242	LEDD-21311WV-LD9	¥45,000 ▲	1,350	18.6	72.5	100

モデルチェンジ品					
形名	希望 小売価格 (税抜)	器具 光束 (lm)	消費 <sup>※</sup> 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率 <sup>※</sup> (lm/W)	入力 <sup>※</sup> 電流 (mA)
LEDD-21311MWV-LD9	¥45,000 ▲	1,400	17.9	78.2	93

※ 200V時の値